

# GL 目录

## 2013



## GL 指关节活动系统

每台杰侍 GL 指关节活动系统需要: 1 – 主构件 1 – 手部套具

说明	产品代码	指围 (D) 英寸 (厘米)
中号 GL 指关节活动系统主构件	GL50M-000-00	最大 2 1/4 (5.7)
大号 GL 指关节活动系统主构件	GL50N-000-00	2 1/4 (5.7) 及以上



GL 指关节活动系统手部套具 (测量位置见第 8 页《上肢量度表》)

手部套具 尺寸	产品代码		手部宽度 (H) 英寸 (厘米)
	左	右	
小号	GL500-000-SL1	GL500-000-SR1	最大 3 (7.6)
中号	GL500-000-ML1	GL500-000-MR1	3 – 3 1/2 (7.6 – 8.9)
大号	GL500-000-LL1	GL500-000-LR1	3 1/2 - 4 (8.9 – 10.2)
加大号	GL500-000-XLL1	GL500-000-XLR1	4 (10.2) 及以上

## GL 指关节活动系统套件

每套杰侍 指关节活动系统套件包含：4 - 大号指关节活动系统主构件，2 中号指关节活动系统主构件，8 - 左手套具（2 - 小号，2 - 中号，2 - 大号，2 - 加大号），8 - 右手套具（2 - 小号，2 - 中号，2 - 大号，2 - 加大号），以及以塑料盘装放的各种安装件。

说明	产品代码
GL 指关节活动系统套件	GL50T-000-00



### 替换件：

#### 指关节康复治疗器主构件

说明	产品代码	指围 (D) 英寸 (厘米)
中号 GL 指关节活动系统主构件	GL50M-000-00	最大 2 1/4 (5.7)
大号 GL 指关节活动系统主构件	GL50N-000-00	2 1/4 (5.7) 及以上

#### GL 指关节活动系统手部套具（测量位置见第 8 页《上肢量度表》）

手部套具 尺寸	产品代码		手部宽度 (H) 英寸 (厘米)
	左	右	
小号	GL500-000-SL1	GL500-000-SR1	最大 3 (7.6)
中号	GL500-000-ML1	GL500-000-MR1	3 - 3 1/2 (7.6 - 8.9)
大号	GL500-000-LL1	GL500-000-LR1	3 1/2 - 4 (8.9 - 10.2)
加大号	GL500-000-XLL1	GL500-000-XLR1	4 (10.2) 及以上

## GL 腕关节活动系统主构件

每台杰侍腕关节活动系统需要：1 – 主构件 1 – 前臂套具

产品代码		
说明	左	右
GL 腕关节活动系统主构件	GL400-000-L1	GL400-000-R1



GL 腕关节活动系统前臂套具<sup>1</sup>（测量位置见第 8 页《上肢量度表》）

前臂套具 尺寸	产品代码		前臂臂围 (B) 英寸 (厘米)	前臂 长度 (F) 英寸 (厘米)
	左	右		
小号, 短	GL740-SXN-FL	GL740-SXN-FR	6 - 8 (15.2 – 20.3)	7 - 9 (17.8 – 22.9)
中号, 短	GL740-SN6-FL	GL740-SN6-FR	8 - 10 (20.3 – 25.4)	
大号, 短	GL740-SW6-FL	GL740-SW6-FR	10 (25.4) 及以上	
小号, 长	GL740-MXN-FL	GL740-MXN-FR	6 - 8 (15.2 – 20.3)	9 (22.9) 及以上
中号, 长	GL740-MN6-FL	GL740-MN6-FR	8 - 10 (20.3 – 25.4)	
大号, 长	GL740-MW6-FL	GL740-MW6-FR	10 (25.4) 及以上	

1.)包含部件：手部垫，手部绑带。

# 上肢活动系统系列

## GL 旋前/旋后活动系统

每台杰侍旋前/旋后活动系统主构件需要：1 – 胳膊套具，1 – 手部套具



产品代码			
说明	左	右	器械尺寸
GL 旋前/旋后活动系统主构件，短	GL06EZ00M-L1	GL06EZ00M-R1	前臂长度 (G) 小于 10" (25.4 cm)，大于或等于 6" (15.2 cm)。
GL 旋前/旋后活动系统主构件，长	GL06EZ00L-L1	GL06EZ00L-R1	前臂长度 (G) 小于或等于 14" (35.6 cm)，大于或等于 10" (25.4 cm)。

### 旋前/旋后活动系统套具：

**GL 旋前/旋后活动系统胳膊套具**（测量位置见第 8 页《上肢量度表》）

胳膊套具 尺寸	产品代码		胳膊 周长 (A) 英寸 (厘米)	胳膊 长度 (E) 英寸 (厘米)
	左	右		
小号，短	GL706-XSE-BL	GL706-XSE-BR	7 1/4 - 8 3/4 (18.4 – 22.2)	6 7/8 - 7 7/8 (17.5 – 20.0)
中号，短	GL706-S0E-BL	GL706-S0E-BR	8 3/4 – 10 (22.2 – 25.4)	
大号，短	GL706-M0E-BL	GL706-M0E-BR	10 – 11 1/4 (25.4 – 28.6)	
加大号，短	GL706-L0E-BL	GL706-L0E-BR	11 1/4 - 12 1/4 (28.6 – 31.1)	
特大号，短	GL706-XLE-BL	GL706-XLE-BR	12 1/4 - 13 3/8 (31.1 - 34.0)	
3 加大号，短	GL706-XXLE-BL	GL706-XXLE-BR	13 3/8 - 15 1/2 (34.0 – 39.4)	

**GL 旋前/旋后活动系统手部套具**（测量位置见第 8 页《上肢量度表》）

手部套具 尺寸	产品代码		腕围 (C) 英寸 (厘米)
	左	右	
1，短	GL706-1PH-L1	GL706-1PH-R1	5 - 5 3/4 (12.7 - 14.6)
5，短	GL706-5PH-L1	GL706-5PH-R1	5 3/4 - 7 (14.6 - 17.8)
8，短	GL706-8PH-L1	GL706-8PH-R1	7 - 7 1/2 (17.8 - 19.1)
10，短	GL706-10PH-L1	GL706-10PH-R1	7 1/2 - 8 1/4 (19.1 - 21.0)

## GL 肘关节活动系统

每台杰侍肘关节活动系统主构件需要：1 – 胳膊套具，1 – 前臂套具

说明	产品代码	
	左	右
GL 肘关节活动系统主构件	GL100 -000-L1	GL100 -000-R1



### GL 肘关节活动系统套具：

GL 肘关节活动系统胳膊套具（测量位置见第 8 页《上肢量度表》）

胳膊套具 尺寸	产品代码		胳膊 周长 (A) 英寸 (厘米)	胳膊 长度 (E) 英寸 (厘米)
	左	右		
小号, 短	GL710-XSE-BL	GL710-XSE-BR	7 1/4 - 8 3/4 (18.4 – 22.2)	7 1/2 - 8 1/2 (19.0 – 21.6)
中号, 短	GL710-S0E-BL	GL710-S0E-BR	8 3/4 – 10 (22.2 – 25.4)	
大号, 短	GL710-M0E-BL	GL710-M0E-BR	10 – 11 1/4 (25.4 – 28.6)	
加大号, 短	GL710-L0E-BL	GL710-L0E-BR	11 1/4 - 12 1/4 (28.6 – 31.1)	
特大号, 短	GL710-XLE-BL	GL710-XLE-BR	12 1/4 - 13 3/8 (31.1 - 34.0)	
3 加大号, 短	GL710-XXLE-BL	GL710-XXLE-BR	13 3/8 - 15 1/2 (34.0 – 39.4)	

GL 肘关节活动系统前臂套具（测量位置见第 8 页《上肢量度表》）

前臂套具 尺寸	产品代码		前臂围 (B) 英寸 (厘米)	前臂长度 (G) 英寸 (厘米)
	左	右		
X 小号, 短	GL710-XSS-FL	GL710-XSS-FR	7 - 8 (17.8 – 20.3)	7 - 9 1/2 (17.8 - 24.1)
小号, 短	GL710-SOS-FL	GL710-SOS-FR	8 - 10 (20.3 - 25.4)	
中号, 短	GL710-M0S-FL	GL710-M0S-FR	10 - 12 (25.4 - 30.5)	
大号, 短	GL710-L0S-FL	GL710-L0S-FR	12 - 14 (30.5 – 35.6)	
加大号, 短	GL710-XLS-FL	GL710-XLS-FR	14 (35.6) 及以上	
X 小号, 长	GL710-XSL-FL	GL710-XSL-FR	7 - 8 (17.8 – 20.3)	9 1/2 (24.1) 及以上
小号, 长	GL710-SOL-FL	GL710-SOL-FR	8 - 10 (20.3 - 25.4)	
中号, 长	GL710-MOL-FL	GL710-MOL-FR	10 - 12 (25.4 - 30.5)	
大号, 长	GL710-LOL-FL	GL710-LOL-FR	12 - 14 (30.5 – 35.6)	
加大号, 长	GL710-XLL-FL	GL710-XLL-FR	14 (35.6) 及以上	

## GL 肩关节活动系统：落地架式

每台杰侍肩关节活动系统主构件需要：1 – 胳膊套具，1 – 前臂套具

说明	产品代码		长度 (E) 英寸 (厘米)
	左	右	
GL 落地架式肩关节活动系统，短	GL070-00S-L0	GL070-00S-R0	7 1/2 – 8 3/4 (19 – 22.2)
GL 落地架式肩关节活动系统，长	GL070-00L-L0	GL070-00L-R0	8 3/4 – 10 3/4 (22.2 – 27.3)



## GL 肩关节活动系统：躯干式

每台杰侍肩关节活动系统需要：1 - 主构件，1 – 躯干套具，1 – 胸部套具，1 – 盆骨套具

说明	产品代码		长度 (E) 英寸 (厘米)
	左	右	
GL 躯干式肩关节活动系统，短	GL070-00S-LB	GL070-00S-RB	7 1/2 – 8 3/4 (19 – 22.2)
GL 躯干式肩关节活动系统，长	GL070-00L-LB	GL070-00L-RB	8 5/8 – 10 3/4 (21.9 – 27.3)



### GL 肩关节活动系统套具：

#### GL 肩关节活动系统落地架套具<sup>2</sup>

产品代码		产品代码	
左	右	左	右
GL707-F00-L0	GL707-F00-R0	GL707-B00-L0	GL707-B00-R0

#### GL 肩关节活动系统前臂套具<sup>3</sup>

2.)包含部件：肩胛骨垫，肩关节绑带，竖直垫，胳膊套具，前臂套具，手部套具。

3.)包含部件：胳膊套具，前臂套具，手部套具。

#### GL 肩关节活动系统胸部套具 (测量位置见第 8 页《上肢量表》)


胸部套具 尺寸	产品代码		胸围 (I) 英寸 (厘米)
	左	右	
小号	GL707-00S-CL	GL707-00S-CR	28 -34 3/4 (71.1 – 88.3)
中号	GL707-00M-CL	GL707-00M-CR	34 3/4 – 41 1/2 (88.3 – 105.4)
大号	GL707-00L-CL	GL707-00L-CR	41 1/2 – 48 1/4 (105.4 – 122.6)
加大号	GL707-0XL-CL	GL707-0XL-CR	48 1/4 (122.6) 及以上

#### GL 肩关节活动系统盆骨套具 (测量位置见第 8 页《上肢量表》)

盆骨套具 尺寸	产品代码		腰围 (J) 英寸 (厘米)
	左	右	
小号	GL707-00S-PL	GL707-00S-PR	24 -33 3/4 (61.0 – 85.7)
中号	GL707-00M-PL	GL707-00M-PR	33 3/4 - 42 1/2 (85.7 – 108.0)
大号	GL707-00L-PL	GL707-00L-PR	42 1/2 - 51 1/4 (108.0 – 130.2)
加大号	GL707-0XL-PL	GL707-0XL-PR	51 1/4 (130.2) 及以上

## 上肢量度表 – GL 系列活动系统

- A 周长：胳膊最大点
- B 周长：前臂最大点
- C 周长：1 1/2" (3.8 cm) 靠近尺骨茎突
- D 周长：受损手指的近节指骨
- E 长度：腋窝至内上髁
- F 长度：肘部褶皱至尺骨茎突
- G 长度：外上髁至尺骨茎突
- H 长度：掌指关节处手部宽度
- I 周长：腋窝处胸围
- J 周长：肚脐处腰围





## 下肢活动系统系列

### GL 膝关节伸展活动系统

每台杰侍膝关节伸展活动系统主构件需要：1 – 大腿套具，1 – 小腿套具

说明	产品代码	
	左	右
GL 膝关节伸展活动系统主构件	GL200 -000-L0	GL200 -000-R0



#### GL 膝关节伸展活动系统套具：

GL 膝关节伸展活动系统大腿套具（测量位置见第 12 页《下肢量度表》）

大腿套具 尺寸	产品代码		大腿周长 (A) 英寸 (厘米)	大腿长度 (C) 英寸 (厘米)
	左	右		
小号, 短	GL720-ESS-TL	GL720-ESS-TR	14 - 17 (35.6 - 43.2)	9 - 12 (22.9 - 30.5)
小号, 长	GL720-ESL-TL	GL720-ESL-TR		12 (30.5) 及以上
中号, 短	GL720-EMS-TL	GL720-EMS-TR	17 - 20 (43.2 - 50.8)	9 - 12 (22.9 - 30.5)
中号, 长	GL720-EML-TL	GL720-EML-TR		12 (30.5) 及以上
大号, 短	GL720-ELS-TL	GL720-ELS-TR	20 - 23 (50.8 - 58.4)	9 - 12 (22.9 - 30.5)
大号, 长	GL720-ELL-TL	GL720-ELL-TR		12 (30.5) 及以上
加大号, 短	GL720-EXLS-TL	GL720-EXLS-TR	23 - 26 (58.4 - 66.0)	9 - 12 (22.9 - 30.5)
加大号, 长	GL720-EXLL-TL	GL720-EXLL-TR		12 (30.5) 及以上
特大号, 短	GL720-E2XLS-TL	GL720-E2XLS-TR	26 - 29 (66.0 - 73.7)	9 - 12 (22.9 - 30.5)
特大号, 长	GL720-E2XLL-TL	GL720-E2XLL-TR		12 (30.5) 及以上


GL 膝关节伸展活动系统小腿套具（测量位置见第 12 页《下肢量度表》）

小腿套具 尺寸	产品代码		小腿周长 (B) 英寸 (厘米)	小腿长度 (D) 英寸 (厘米)
	左	右		
小号, 短	GL720-ESS-CL	GL720-ESS-CR	11 - 14 (37.10 - 32.6)	13 - 16 1/2 (30.5 - 41.9)
小号, 长	GL720-ESL-CL	GL720-ESL-CR		16 1/2 (41.9) 及以上
中号, 短	GL720-EMS-CL	GL720-EMS-CR	14 - 16 (32.6 - 40.6)	13 - 16 1/2 (30.5 - 41.9)
中号, 长	GL720-EML-CL	GL720-EML-CR		16 1/2 (41.9) 及以上
大号, 短	GL720-ELS-CL	GL720-ELS-CR	16 - 18 (40.6 - 45.7)	13 - 16 1/2 (30.5 - 41.9)
大号, 长	GL720-ELL-CL	GL720-ELL-CR		16 1/2 (41.9) 及以上
加大号, 短	GL720-EXLS-CL	GL720-EXLS-CR	18 - 20 (45.7 - 50.8)	13 - 16 1/2 (30.5 - 41.9)
加大号, 长	GL720-EXLL-CL	GL720-EXLL-CR		16 1/2 (41.9) 及以上

## 下肢活动系统系列

### GL 膝关节屈曲活动系统

每台杰侍膝关节屈曲活动系统主构件需要：1 – 大腿套具，1 – 胫骨套具



说明	产品代码
GL 膝关节屈曲活动系统主构件	GL20FX-000-01

#### GL 膝关节屈曲活动系统套具：

**GL 膝关节屈曲活动系统大腿套具**（测量位置见第 12 页《下肢量度表》）

大腿套具 尺寸	产品代码		大腿 周长 (A) 英寸 (厘米)	大腿 长度 (C) 英寸 (厘米)
	左	右		
小号, 短	GL720-FSS-TL	GL720-FSS-TR	14 - 17 (35.6 - 43.2)	9 - 12 (22.9 - 30.5)
小号, 长	GL720-FSL-TL	GL720-FSL-TR		12 (30.5) 及以上
中号, 短	GL720-FMS-TL	GL720-FMS-TR	17 - 20 (43.2 - 50.8)	9 - 12 (22.9 - 30.5)
中号, 长	GL720-FML-TL	GL720-FML-TR		12 (30.5) 及以上
大号, 短	GL720-FLS-TL	GL720-FLS-TR	20 - 23 (50.8 - 58.4)	9 - 12 (22.9 - 30.5)
大号, 长	GL720-FLL-TL	GL720-FLL-TR		12 (30.5) 及以上
加大号, 短	GL720-FXLS-TL	GL720-FXLS-TR	23 - 26 (58.4 - 66.0)	9 - 12 (22.9 - 30.5)
加大号, 长	GL720-FXLL-TL	GL720-FXLL-TR		12 (30.5) 及以上
特大号, 短	GL720-F2XLS-TL	GL720-F2XLS-TR	26 - 29 (66.0 - 73.7)	9 - 12 (22.9 - 30.5)
特大号, 长	GL720-F2XLL-TL	GL720-F2XLL-TR		12 (30.5) 及以上

**GL 膝关节屈曲活动系统胫骨套具**（测量位置见第 12 页《下肢量度表》）

小腿套具 尺寸	产品代码		小腿 周长 (B) 英寸 (厘米)	胫骨长度 (D) 英寸 (厘米)
	左	右		
小号, 短	GL720-FSS-CL	GL720-FSS-CR	11 - 14 (37.10 - 32.6)	13 - 16 1/2 (30.5 - 41.9)
小号, 长	GL720-FSL-CL	GL720-FSL-CR		16 1/2 (41.9) 及以上
中号, 短	GL720-FMS-CL	GL720-FMS-CR	14 - 16 (32.6 - 40.6)	13 - 16 1/2 (30.5 - 41.9)
中号, 长	GL720-FML-CL	GL720-FML-CR		16 1/2 (41.9) 及以上
大号, 短	GL720-FLS-CL	GL720-FLS-CR	16 - 18 (40.6 - 45.7)	13 - 16 1/2 (30.5 - 41.9)
大号, 长	GL720-FLL-CL	GL720-FLL-CR		16 1/2 (41.9) 及以上
加大号, 短	GL720-FXLS-CL	GL720-FXLS-CR	18 - 20 (45.7 - 50.8)	13 - 16 1/2 (30.5 - 41.9)
加大号, 长	GL720-FXLL-CL	GL720-FXLL-CR		16 1/2 (41.9) 及以上

## 下肢活动系统系列

### GL 踝关节活动系统

每台杰侍踝关节活动系统主构件需要：1 – 小腿套具

说明	产品代码	
	左	右
GL 踝关节活动系统主构件	GL050-000-L1	GL050-000-R1



GL 踝关节活动系统套具<sup>4</sup> (包括侧杆。测量位置见第 12 页《下肢量度表》.)

小腿套具 尺寸	产品代码		小腿周长 (B) 英寸 (厘米)	胫骨长度 (D) 英寸 (厘米)
	左	右		
小号, 短	GL705-0SS-L1	GL705-0SS-R1	11 - 13 (27.9 – 33.0)	11 - 14 1/2 (27.9 – 36.8)
小号, 长	GL705-0SL-L1	GL705-0SL-R1		14 1/2 (36.8) 及以上
中号, 短	GL705-0MS-L1	GL705-0MS-R1	13 - 15 (33.0 – 38.1)	11 - 14 1/2 (27.9 – 36.8)
中号, 长	GL705-0ML-L1	GL705-0ML-R1		14 1/2 (36.8) 及以上
大号, 短	GL705-0LS-L1	GL705-0LS-R1	15 - 17 (38.1 – 43.2)	11 - 14 1/2 (27.9 – 36.8)
大号, 长	GL705-0LL-L1	GL705-0LL-R1		14 1/2 (36.8) 及以上
加大号, 短	GL705-XLS-L1	GL705-XLS-R1	17 - 20 (43.2 – 50.8)	11 - 14 1/2 (27.9 – 36.8)
加大号, 长	GL705-XLL-L1	GL705-XLL-R1		14 1/2 (36.8) 及以上

4.)包含部件：侧板，后脚套具，足板垫，足板绑带，踝垫。

### GL 趾关节活动系统

每台杰侍趾关节活动系统主构件需要：1 – 足板

说明	产品代码
GL 趾关节活动系统主构件	GL030-000-01



GL 趾关节活动系统足板<sup>5</sup> (包括立杆。测量位置见第 12 页《下肢量度表》.)

足板尺寸	产品代码		足长 (E) 英寸 (厘米)
	左	右	
小号	GL030-S00-L0	GL030-S00-R0	最大 9 1/2 (24.1)
中号	GL030-M00-L0	GL030-M00-R0	9 1/2 – 10 1/2 (24.1 – 26.7)
大号	GL030-L00-L0	GL030-L00-R0	10 1/2 – 11 5/16 (26.7 – 28.7)
加大号	GL030-XL0-L0	GL030-XL0-R0	11 5/16 – 12 5/16 (28.7 – 31.3)

5.)包含部件：竖板。

### 下肢量度表 – GL 活动系统系列

- A 周长: 1 1/2" (3.8 cm) 腹股沟下方
- B 周长: 小腿最大点
- C 长度: 腹股沟至膝部中心 (不是膝盖骨中心)
- D 长度: 膝部中心 (不是膝盖骨中心) 至内踝
- E 长度: 足长

